

Controlli microbiologici

Dott. Davide Camposampiero

Schema dei controlli microbiologici



Controllo su liquido di conservazione (C):

Bactec Peds Plus per aerobi
Bactec Plus per anaerobi
HB&L (solo cornee a rischio)

Controllo su l. di cons. a fine coltura (F.C.):

Bactec Peds Plus per aerobi
HB&L

Controllo su liquido di trasporto (T):

Bactec Peds Plus per aerobi
HB&L (solo cornee a rischio)

Controlli microbiologici a fine conservazione

Periodo: 1 gennaio 2014 – 15 novembre 2016

Totale campioni HB&L e/o Bactec positivi: 51

HB&L+/Bactec +: 29 (57%)

HB&L+/Bactec -: 0 (0%)

HB&L-/Bactec +: 22 (43%)

HB&L + / Bactec +

Monitoraggio degli strumenti: dalle 8.00 alle 16.00

Totale campioni HB&L e Bactec positivi: 29

Quantità campioni (%)	Anticipo risultato di HB&L vs. Bactec (ore)
1	48
10 (34.4)	24
1	8
1	7
1	4
1	3
1	2
13 (45.2)	0

Non si registrano crescite rilevate nel Bactec prima di HB&L.